

Flupentixol*Fluanxol*

Psychofarmaca

Versie 9

Datum 21-6-2023

**Afnamemateriaal**

Serum

**Buistype + volume + kleur**

Stolbuis met rode dop

1 volle buis (6 mL)

-

-

Rood



-

**Afnamecondities**

-

**Bepalingsfrequentie**

Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.

Referentiewaarden

Voor meer informatie zie: -

UMCG bepalingenwijzer

<https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Laboratoriumgeneeskunde/Professionals/bepalingenwijzer>
Normaal

Therapeutisch:

Onderhoudsbehandeling schizofrenie: 1-10 microgram/L

Acute fase (psychose): tot 15 microgram/L

Toxisch

Toxisch: >15 microgram/L

Klinische betekenis

Halfwaardetijd: oraal 35 uur; intramusculair 3 weken

Eiwitbinding: 99%

Biol. beschikbaar: oraal 40%

Tmax: oraal 1-8 uur; intramusculair 5 dagen

Klaring: 0,29-0,46 L/min

Vd: 12-14 L/kg

pKa: 3,4 en 6,2

Overige opmerkingen

-

Flupentixol
Fluanxol

Psychofarmaca

Versie 9

Datum 21-6-2023

Uitvoerende instelling
Laboratorium

 Universitair Medisch Centrum Groningen
 (via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ)

Analisten KFL
LIMS-code

FLUPB

Bepalingsmethode

LC-MS/MS

Verzendconditie

Gekoeld (2-8 °C)

Bewaarconditie

Diepvries (-15 tot -25 °C)

Opmerkingen

-

Contactpersoon

Analist Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ, tel. 013-221 5662

Referenties

1. TDM monografie Flupentixol UMCG bepalingenwijzer. Geraadpleegd op 21-03-2019. Telefonisch contact UMCG labapotheek op 29-04-2016.

ISO-15189 scope

ISO 15189:2012 (M170)

Scope

KF.TDM.02

NZA code

072884

Wijzigingen

20230621 KL: contactpersoon aangepast naar KFL telefoonnummer.

20211228 VvW: Tekstuele aanpassingen.

20210106 KL: Uitvoerende instelling via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant wordt Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ.

20190923 ML: LIMS code van FLUP naar FLUPB.

20190321 ML: Bewaar- en verzendconditie gewijzigd van kamertemperatuur naar resp diepvries en gekoeld n.a.v. wijziging monografie UMCG. Literatuur gewijzigd.

20180327 ML: Telnr ziekenhuisapotheker ETZ gewijzigd. OPST vervangen door eigen LIMS-code.

20170712 ML: Hoeveelheid materiaal naar 6 ml. LIMS-code toegevoegd. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd.

20170303 MdH: Aanpassingen lay-out. Tekstuele aanpassingen temperatuurbeschrijving. Externe kwaliteitscontrole gewijzigd van KKG naar ISO. Contactpersoon seinen CE en CT toegevoegd. Literatuur: geraadpleegd: 03-03-2017.