

## Methylfenidaat

*Ritalin, Medikinet, Concerta, Kinecteen, Equasym*

Drugs

Versie 4

Datum 21-6-2023



### Afnamemateriaal

Urine



### Buistype + volume + kleur

Urinebuis

1 volle buis (6 mL)

-

-

Bruin



-



### Afnamecondities

-



### Bepalingsfrequentie

Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.

## Referentiewaarden

Voor meer informatie zie: -

Gelre I-lab KFTL

### Normaal

Positief/Negatief

Afkapwaarde bij screening: 100 ng/mL

Bereik bij bevestigingsonderzoek: 25-1000 ng/mL

Methylfenidaat wordt uitgevoerd voor externe instellingen (o.a. verslavingsklinieken).

### Toxisch

-

### Klinische betekenis

-

### Overige opmerkingen

-

**Methylfenidaat***Ritalin, Medikinet, Concerta, Kinecteen, Equasym*

Drugs

Versie 4

Datum 21-6-2023

**Uitvoerende instelling****Laboratorium**

Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn  
(via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ)

**Analisten KFL****LIMS-code**

RITAE (screening)  
RITAB (bevestigingsonderzoek)

**Bepalingmethode**

Immuno-assay (screening)  
LC-MS/MS (bevestigingsonderzoek)

**Verzendconditie**

Kamertemperatuur (15-25 °C)

**Bewaarconditie**

Koelkast (2-8 °C)

**Opmerkingen**

NEXT-MS studie: materiaal wordt door KCHL naar Sanquin gestuurd.  
Resultaat stuurt Sanquin naar KFL. Voer resultaat in (order is geplaatst als Verzending KFL serum 'rood').  
Noteer in doorlooptijden (datum ontvangst = datum afname).  
Bij vragen: next-ms@am

**Contactpersoon**

Analist Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ, tel. 013-221 5662

**Referenties**

-

**ISO-15189 scope**

ISO15189:2012 (M305)

**Scope**

KF.TOX.03

**NZA code**

072903

**Wijzigingen**

20230621 KL: contactpersoon aangepast naar KFL telefoonnummer.  
20220105 VvW: Tekstuele aanpassingen.  
20210106 KL: Uitvoerende instelling via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant wordt Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ.